

Ime i prezime _____

Datum rođenja: _____

UPUTSTVO ZA UZORKOVANJE SALIVE AKT4 (Adrenokorteks test- 4 uzorkovanja)

- 30 minuta pre uzorkovanja salive (pljuvačke) pacijent ne treba da uzima hranu i piće, niti da puši. U tom periodu kontaminanti nestaju iz usne dublje gutanjem.
- Sakupljanje salive se vrši u prethodno obeleženim epruvetama za uzorkovanje (salivetama). Epruvete su obeležene brojevima, po redosledu sakupljanja uzoraka (pogledajte tabelu uzorkovanja prema Vašem testu).
- 10 minuta pre početka sa prikupljanjem salive, isperite usta vodom za piće i ispljunite je. Ne treba kašljati jer uzorak posle kašljanja nije validan za rezultat.
- Uzorci koji imaju nedovoljno pljuvačke ne mogu da se analiziraju

1. Napunite salivetu pljuvačkom do označene crte (3mL). Ako se pojavi pena prilikom sakupljanja treba je razbiti lupkanjem dna epruvete.



2. Napisati ime i prezime, datum, vreme početka sakupljanja i vreme kraja sakupljanja



3. Po završenom sakupljanju uzorka, saliveta se dobro zatvori i vrati u kesicu.



4. Uzorke salive je potrebno zamrznuti ukoliko se ne donose odmah u laboratoriju.




Tabela Uzorkovanja

VREMENSKI INTERVALI	AKT (4 uzorka)	Vreme uzorkovanja
Sakupite između 07:00-09:00	3ml → 	Početak: _____ Kraj: _____
Sakupite između 11:00-13:00	3ml → 	Početak: _____ Kraj: _____
Sakupite između 15:00-17:00	3ml → 	Početak: _____ Kraj: _____
Sakupite između 22:00-00:00	3ml → 	Početak: _____ Kraj: _____

AKT (4 uzorka)- Test Adrenalnog Stresa 4 uzorkovanja (07:00-09:00, 11:00-13:00, 15:00-17:00, 22:00-00:00)